


l'intervista allo specialista

dott. Stefano Respizzi
medico-chirurgo
specialista in fisiatria e
medicina dello sport



sedute è nove. Un ulteriore vantaggio è che il paziente non si deve spogliare, poiché il campo magnetico non è influenzato dagli abiti.


La sua esperienza?

La mia esperienza è molto positiva: in due anni di lavoro abbiamo trattato circa 200 pazienti con ottimi risultati. È una terapia ben tollerata che non ha dato alcun problema particolare. Un aspetto interessante è la durata del miglioramento sul dolore che può progredire per ben 5-6 mesi.

Su quali pazienti?

L'indicazione più importante è il trattamento dell'artrosi. È quindi consigliata nei pazienti colpiti da artrosi dell'anca, del ginocchio, della mano, della spalla, della colonna cervicale e lombare. L'artrosi è molto diffusa e, quindi, avere uno strumento nuovo che agisce contrastandone lo sviluppo ci consente di fare un notevole balzo in avanti dal punto di vista terapeutico.

ATTREZZATURA PER IL GINOCCHIO



Quali sono i risultati clinici?

Il paziente artrosico ha un grosso beneficio in termini di dolore e di funzione delle articolazioni, che si presenteranno quindi meno rigide. Studi approfonditi hanno dimostrato un effetto sulle cellule delle cartilagini con rigenerazione delle stesse. Questo non significa che l'artrosi è sconfitta ma sicuramente i benefici per il paziente in termini di qualità di vita sono innegabili. Il grafico (qui a fianco) riporta i risultati clinici ottenuti nel trattamento di pazienti artrosici.

Ci sono controindicazioni?

Posso affermare che PST è una terapia sicura, in quanto a livello internazionale sono stati trattati circa 100.000 pazienti e non si sono avuti problemi. Esistono comunque delle limitazioni generali che riguardano la gravidanza e i portatori di pace maker. Questi ultimi in ogni caso possono effettuare la terapia alle articolazioni più lontane dalla zona toracica. È comunque consigliata, prima della terapia, una visita medica per una valutazione più approfondita.

 **PST**

Per gli indirizzi dei centri PST in Italia:
NUMERO VERDE PST ITALIA: 800.165.305

Nuove possibilità PER l'artrosi

OGGI L'ARTROSI PUÒ ESSERE CURATA CON UNA TERAPIA INDOLERE ED EFFICACE. LA TERAPIA A SEGNALI PULSANTI, PST, INFATTI, TOGLIE IL DOLORE, MA SOPRATTUTTO RIPRISTINA LA FUNZIONALITÀ DELLE ARTICOLAZIONI

Cos'è la PST?

La PST o terapia a segnali pulsanti è una metodica innovativa che agisce con campi elettromagnetici sui tessuti biologici. Trova, quindi, un'indicazione elettiva nel trattamento dell'artrosi delle articolazioni. L'azione specifica è di contrastare il dolore e l'infiammazione.

Come si effettua?

La parte del corpo interessata dall'artrosi viene posta all'interno di un cilindro metallico, che crea un campo magnetico. Il paziente non avverte alcuna sensazione fastidiosa. Nonostante ciò, l'azione all'interno dell'articolazione è molto intensa. Ogni seduta di trattamento ha la durata di un'ora e il numero totale di

